



4141 // SAFE AIR PRO

//ENSURESAFETY



Phone: +49 2272 9060 0
Mail: info@nitras-safety.com
Web: www.nitras-safety.com



dentro del grupo de riesgo 2 y 3, y enzimas. Protege hasta cuatro veces el múltiple del valor límite.

		
Izlasīt ražotāja instrukcijas un informāciju	CE 2534 CE zīme	EAC TP TC 019:2011 Comhartha EAC
LT		 Comhartha UkrSepro

Gamintojo instrukcijas ir informacija

Informacinė brošiūra apie asmenines apsaugos priemones (AAP) pagal Reglamento (ES) 2016/425 II priedo 1.4 skirsnį. Prieš naudodami AAP, idėmiai perskaitykite šią informacinę brošiūrą. Perleisdami AAP privalote pridėti ir šią informacinę brošiūrą arba perduoti ją AAP gavėjui. Šiuo tikslu informacinė brošiūra gali būti kopijuojama be apribojimų.

Kvėpavimo aparatai	III rizikos kategorija
Sertifikavimas	EN 149
Paskelbtoji įstaiga	Instytut Technologii Tekstylnych CERTEX Sp. z o.o. ul. Gornicza 30/36 91-765 Lodz Poland
Kodas	2534
Atbilstiba tipam, pamatojoties uz	Instytut Technologii Tekstylnych CERTEX Sp. z o.o
rašošanas procesa kvalitātes no-	ul. Gornicza 30/36
drošīšanu (C2. modulis) pilnvarotās	91-765 Lodz
īestādes uzraudzībā	Poland
Kodas	2534

Šis CE ženklas patvirtina, kad gaminyis atitinka esminius Reglamento (ES) 2016/425 reikalavimus dėl sveikatos apsaugos ir saugos. ES atitikties deklaraciją rasite doc.nitrass-safety.com. Šis gaminyus – tai III rizikos kategorijos asmeninė apsaugos priemonė. Jis saugo nuo pavojų, kurie gali sukelti labai rimtų pasekmių, pavyzdžiui, sukelti mirtį arba nepataisomą žalą sveikatai. Šis gaminyis saugo nuo: dalelių (kietų ir skystų aerozolių). Griežtai draudžiama naudoti gaminį kitiems tikslams nei prieš tai nurodyta. Todėl šis gaminyis, greta kitko, neapsaugo nuo: dujų, garų, mechaninių pavojų, chemikalų, mikroorganizmų, šalčio, terminių pavojų (karščio ir (arba) ugnies), elektros smūgių, spinduliavimo. Atkreiptė dėmesį į privirtintas piktogramas, nurodymus ir susijusius veiksmingumo lygius. Laikymas / naudojimas / tikrinimas: Laikykite vėsioje ir sausoje vietoje. Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių, ultravioletinių spindulių ar ozono šaltinių. Nelaikykite sulenktą arba uždeję sunkų svorį. Gaminį stenkitės laikyti ir transportuoti originalioje pakuotėje. Dėl šviesos, drėgmės, temperatūros ir medžiagų natūralių pokyčių ir pan. poveikio per ilgą laiką gali pakisti gaminio savybės. Nejmanoma nurodyti AAP laikymo trukmės ir naudojimo laiko, kadangi abu šie parametrai priklauso nuo laikymo sąlygų, temperatūros, drėgmės, nusidėvėjimo lygio, naudojimo intensyvumo ir pan. Todėl po ilgesnio laikymo be prieš kiekvieną naudojimą ir po jo patikrinkite, ar gaminyis nepažeistas bei nepakitę medžiagų savybės (pavyzdžiui, ar nesukerėjusios bei nesutrikėjusios dangos bei medžiagos, ar nėra skylių, ar nepakitusios spalvos ir pan.). Kiekvieną kartą prieš naudodami gaminį, patikrinkite, ar jis tinka numatytai veiklai ir yra tinkamo dydžio. Jokiu būdu nenaudokite netinkamą ar pažeistų gaminių bei sutvarkykite jų. Gaminio dydis gali skirtis nuo nurodyto, pavyzdžiui, dėl išsitempio.

Vie veiksmingumo parametrai nustatyti laboratoriniais bandymais. Todėl rekomenduojama patikrinti, ar AAP tinka numatytai veiklai, kadangi sąlygos darbo vietoje priklauso nuo daugelio veiksnių (pavyzdžiui, temperatūros, nūdlimo, naudojimo intensyvumo) ir gali skirtis nuo sąlygų atliekant tipo bandymą. Jei AAP jau naudota, dėl nusidėvėjimo ji gali būti mažiau veiksminga. Gamintojas neatsako už netinkamą gaminio naudojimą.

Valymas / techninė priežiūra: Šis gaminyis skirtas naudoti vieną kartą, o jo atliekos turi būti tinkamai sutvarkytos. Tinka naudoti iki: Žr. pakuotę.

Atliekų tvarkymas: Šį gaminį galite šalinti su buitinėmis atliekomis. Dėl sąmoningo ar netyčinio sąlyčio su chemikalais šis gaminyis gali būti užterštas aplinkai kensmingomis ar pavojingomis medžiagomis. Tokiu atveju gaminio atliekos turi būti tvarkomos laikantis galiojančių vietos teisės aktų.

Specifiniai nurodymai: AAP įtaurinės asmenims gali sukelti alergines reakcijas. Būkite ypač atsargūs, jei žinote apie padidėjusį jautrumą.

EN 149:2001 + A1:2009	Kvėpavimo aparatai
-----------------------	--------------------

Filtruojamosios puskauskės apsaugai nuo dalelių (kietų ir skystų aerozolių), netinkamos evakuacijai.

Klasė: FFP3 NR D

Nurodymai dėl gaminio dėvėjimo: Nosies spaustuką suformuokite taip, kad apytiksliai atitiktų jūsų nosies formą. Laikykite kaukę prie burnos ir nosies bei uždektite dirželius ant galvos. Apatinis dirželis turėtų juosti sprandą. Viršutinis dirželis turėtų juosti pakaušį ir būti virš ausų. Po to pataisykite nosies spaustuką pagal savo nosį ir įsitikinkite, kad kaukė gerai priguludusi. Patikrinti, ar kaukė laikosi tvirtai ir yra gerai priguludusi, galite, pavyzdžiui, abiem rankomis apėmę kaukę ir giliai įkvėpę bei stipriai iškvėpę. Orui įsėinant pro kaukes nosies balnelį, jis turėtų stipriau prispaustis prie veido. Jei kitos vietos nesandūros, pataisykite kaukę. Jei darosi sunku kvėpuoti, pažeidžiama ar deformuojama kaukė ir todėl nebeužtikrinamas tinkamas sandarumas, nedelsdami pakeiskite kaukę. Jei nesilaikoma šio reikalavimo, gali sumažėti kaukės veiksmingas ir būti padaryta didelė žala.

FFP1: Neapsaugo nuo CMR medžiagų, radioaktyvių medžiagų ir oru pernešamų 2 ir 3 rizikos grupių biologinių veiksmų bei enzymų. Užtikrina keturgubą apsaugą lyginant su ribine verte (VdGV).

FFP2: Saugo nuo CMR medžiagų, radioaktyvių medžiagų ir oru pernešamų 3 rizikos grupės biologinių veiksmų bei enzymų tik po pavojaus įvertinimo. Užtikrina dešimtubą apsaugą lyginant su ribine verte (VdGV).

FFP3: Jokių pastabų ir apribojimų. Užtikrina trisdešimtubą apsaugą lyginant su ribine verte (VdGV).

NR: Netinka naudoti pakartotinai.

D: Sekmingai atliktas užsikimšimo dolomito dulkmėmis bandymas

Instytut Technologii Tekstylnych CERTEX Sp. z o.o. ul. Gornicza 30/36 91-765 Lodz Poland 2534	المطابقة للنوع على أساس ضمان جودة عملية الإنتاج (C2) تحت مراقبة الهيئة المصنفة
الرقم التعريفي	
تعتبر علامة CE على المنتج متوافقة مع متطلبات الصحة والسلامة الأساسية بموجب لائحة 2016/425 / EU . يمكن الاطلاع على بيان المطابقة الصادر عن الاتحاد الأوروبي من خلال الموقع doc.nitrass-safety.com.	

هذا المنتج عبارة عن معدات وقاية شخصية من فئة المخاطر ٢، وهي تمكيع من المخاطر، التي يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة مثل الموت أو الأضرار الصحية المستدعة. يوفر هذا المنتج حماية من: الجسيمات (الأerosولات الصلبة والسائلة). تُستثنى البكل وضوح إلى مجالات تطبيق مختلفة عما هو مذكور بالأعلى. لذا لا يوفر هذا المنتج حماية مما يلي على سبيل المثال لا الحصر: الغزات، الأبخرة، المخاطر الميكانيكية، المواد الكيميائية، الكائنات الدقيقة، الرودة، المخاطر الحرارية (الحررة أو النار أو النار أو كبريتها)، الصدمات الكهربائية، الإشعاع. يرجى ملاحظة الرموز والتنبيهات الملصقة ومستويات العمل ذات الصلة.

التخزين / الاستخدام / الفحص: يُخزن في مكان يارد وجاف، بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة أو الأشعة فوق البنفسجية أو مصادر الأوزون. لا يُخزن إلا كان متشاباً أو واقفاً تحت وزن زائد، يجب تخزين المنتج أو نقله في العبوة الأصلية إلا أمكن. يمكن أن تؤدي مؤثرات مثل الضوء والرطوبة ودرجة الحرارة فضلاً عن تغيرات الغمامات الطبيعية على مدى فترة طويلة نسبياً إلى تغير في خصائص المنتج. وليست هناك معلومات دقيقة متاحة عن فترة التخزين والصعر الافتراضي لمعدات الحماية الشخصية؛ نظراً لأن كلا الصنعتين - من بين أمور أخرى - يتبدلان على كل نوع نوع التخزين ودرجة الحرارة والرطوبة ودرجة الاستهلاك وكثافة الاستخدام. لذلك، فعلى هذا المنتج بعدد التخزين لفترة طويلة نسبياً وقبل كل استخدام وبعدد من حيث تغير حالته (مثل هشاشة وتفتق الطبقات / الحامات، ومن حيث وجود تقوُب، وتغيرات في اللون، وما إلى ذلك). تأكد قبل كل استخدام من مدى ملاءمة المنتج للنشاط المرغوب ومن مدى المقاس الصحيح. ويجب التخلص من المنتجات غير المناسبة أو المعيبة، ويجب ألا تستخدم بأي حال من الأحوال. علماً بأنه يمكن أن يختلف مقاس المنتج من المواصفات، بسبب التمدد على سبيل المثال.

يتم تحديد كثافة قيم الأداء عن طريق إجراء فحوصات في ظروف معييرة. لذلك يوصي بفحص ما إذا كان معدات الحماية الشخصية مناسبة للاستخدام المرغوب، لأن الظروف في مكان العمل قد تختلف عن ظروف الفحص تبعاً لعناصر مختلفة (مثل درجة الحرارة والتآكل وكثافة الاستخدام). إذا كانت معدات الحماية الشخصية مستعملة في قبل، فمن المحتمل أن تقدم معدات أداء أقل بسبب درجة الاستهلاك. ولا تتحمل الجهة الصانعة أية مسؤولية في حالة الاستخدام غير السليم للمنتج.

التنظيف / العناية: هذا المنتج مخصص للاستخدام مرة واحدة، ويجب التخلص منه بطريقة سليمة. فلا تستخدمه مرة أخرى. تأرخ انتهاء الصلاحية: انظر العبوة.

التكوين: تخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية، في حالة ملائمة مواد كإعادة يشكل مقصود أو غير مقصود. قد يتلوث المنتج بمواد ضارة بيئياً أو خطيرة. وفي هذه الحالة يجب التخلص منه وفقاً للوائح القانونية المعمول بها محلياً. ملاحظات خاصة: يمكن أن تسبب معدات الحماية الشخصية تفاعلات تحسسية لدى الأفراد الحساسين بالحساسية. ويوصي بتوخي الحذر في حالة الإصابة بقرط الحساسية المعروفة.

EN 149:2001 + A1:2009	أقعة التنفس
أنصاف أقعقة مفلترة للحماية من الجسيمات (الأerosولات الصلبة والسائلة)، باستثناء أغراض النجاة.	
FFFP3 NR D-الحدوث	

تعليمات لإعداد المنتج: اضبط مشبك الألف أولاً، بحيث يتوافق مع هيئة أنفك تقريباً؛ ثم ضع القناع على فمك وأفك، وضع أشرطة التثبيت حول رأسك. ويتعين لف شريط التثبيت السفلي حول الرقبة في حين يتعين لف شريط التثبيت العلوي حول الأذن خلف الرأس. والأذن واثم مشبك الألف على أفك، وتأكد من أن القناع ملاصق لأفك وفك، وعيكه التأكد من ثبات القناع والتضاقه مثلاً من خلال القبض على القناع بكذا اليمين والاشتمشاق بعنف والوتر بقوة. وفي حالة تسرب الهواء من جانب الأذن، يجب الضغط بقوة أكبر. وإذا حدث تسرب في أماكن أخرى، يجب تعديل وضعية القناع. استبدل القناع فوراً، إذا زادت صعوبة التنفس أو تعرض القناع للتلف أو التشوه؛ لأنه أصبح لا يضمن منع التسرب بشكل مثالي. يمكن أن يتسبب تجاهل هذه التعليمات في خفض فعالية القناع. وقد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

FFP1: ليست مصادة للمواد المسرطنة والمطهرة والمسببة للسمية الانجابية (CMR)، والمواد الإشعاعية، ومواد العمل البيولوجية المفلوطة بالهواء المصنفة في فئة المخاطر 2 ود، والإزيمات. تحمي ما يصل إلى أربعة أضعاف VdGV (أضعاف القيمة الحدية). FFP2: مضادة للمواد المسرطنة والمطهرة والمسببة للسمية الانجابية (CMR)، والمواد الإشعاعية، ومواد العمل البيولوجية المفلوطة بالهواء المصنفة في فئة المخاطر ٢، والإزيمات بعد تقييم المخاطر فقط. تحمي ما يصل إلى عشرة أضعاف VdGV (أضعاف القيمة الحدية). FFP3: لا توجد ملاحظات أو قيود. تحمي ما يصل إلى ثلاثين مرة ضعف VdGV (أضعاف القيمة الحدية). NR: غير قابل لإعادة الاستخدام.

D: اجتاز اختبار السداد الدلوميّ

تحذير: لا يجوز استخدام هذا المنتج لأكثر من نوبة واحدة، يجب قبل الاستخدام التأكد من مدى ثبات أضعاف الأفعقة المفلترة للجسيمات. ومن المستبعدة ليلية الخطأبات المفلتقة بالتسرب، إذا كان الشعر أوغسل سطح مانع التسرب. وتعتمد أيضاً وظيفة الحماية الخاصة بأضعاف الأفعقة المفلترة على الجو المحيط. لذلك لا تستخدمها إلا في بيئة جيدة التهوية. لا تستخدمها إذا كان لك أي حساسي على نسبة أكسجين أقل من ١٧,١%. لا يجوز استخدام أضعاف الأفعقة المفلترة، إذا كان تركيز المواد الملوّثة بشكل يهدّدنا مباشرةً للصحة أو الحياة. لا تستخدمه في أماكن بها مواد قابلة للانفجار، أثار المكان في إذا زادت صعوبة التنفس أو أصبت بدوار أو إعياء. لا يجوز إجراء أي تغييرات أو تعديلات على القناع.

		
رزم إعادة التدوير (فقط لـ FFR)	تاريخ انتهاء الصلاحية: انظر النطر الحدية	الجهة الصانعة
		
علامة UkrSepro	علامة EAC	أقرأ تعليمات ومعلومات الجهة الصانعة

NO

Šisėjamių: Šis gaminyis negali būti naudojamas ilgiau nei vieną pamaįnį. Prieš naudodami daleles filtruojančią puskauskę, būtinai patikrinkite, ar ji tinkamai uždešta, kad bus užtikrintas reikiamas sandarumas, jei puskauskės karščiui dėsiai ant veido plaukų. Filtruojamųjų puskauskių apsaugėms savybės taip pat priklauso nuo aplinkos. Naudokite tik pakankamai vėdinamoje aplinkoje. Nenaudokite, jei aplinkoje yra mažiau nei 17 % deguonies. Filtruojamųjų puskauskių negalima naudoti, jei kensmingumų medžiagų koncentracija kelia tiesioginį pavojų sveikatai ar gyvybei. Nenaudokite sprogių aplinkoje. Nedelsdami pasiskalinkite iš aplinkos, jei tapo sunku kvėpuoti, pajutote svaigulį ar silpnumą. Draudžiama keist ar modifikuoti kaukę.

		
Gamintojas	Tinka naudoti iki: Žr. pakuotę	Perdibimo simbolis (tik FR)
		
Perskaitykite gamintojo instrukcijas ir informaciją	CE ženklas	EAC TP TC 019:2011 EAC ženklas
MT		 UkrSepro ženklas

Struzzjonijiet u tagħrif tal-manifattur

Fuljett ta' tagħrif għal tagħmir ta' protezzjoni personali (PPE - personal protective equipment) b'konformità mar-Regolament (UE) 2016/425, Anness I punt 1.4. Jekk jogħġbok aqra l-fuljett ta' tagħrif b'attenzjoni qabel ma tuża l-PPE. Iktir obbligatori li tehmec dan il-fuljett ta' tagħrif meta tghaddi l-PPE jew tagħtiht li-r-ecivatur tal-PPE. Għal dan il-għan, dan il-fuljett ta' tagħrif jista' jiġi riprodottd mingħajr restrizzjoni.

Tagħmir ta' protezzjoni respiratorja	Kategorija ta' riskju III
Attestazzjoni	EN 149
Korp notifikat	Instytut Technologii Tekstylnych CERTEX Sp. z o.o. ul. Gornicza 30/36 91-765 Lodz Poland
Numru ta' identifikazzjoni	2534
Konformità mat-tip iibżażta fuq assignazzjoni tal-kwalità relatata ul. Gornicza 30/36 mal-process tal-produzzjoni (Modu- lu C2) taht is-supervizjoni tal-korp notifikat	91-765 Lodz Poland
Numru ta' identifikazzjoni	2534

Il-marka CE tiċcertifika li l-prodott jikkonforma mar-rekwiziti essenzzjali ta' saħħa u sikurezza ta' Regolament (UE) 2016/425. Id-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE tista' tarħa f' doc.nitrass-safety.com. Dan il-prodott huwa tagħmir personali protettiv ta' kategorija ta' riskju III. Huwa jipproteġik minn riskji li jistgħu jwasslu għal kensenzi solidi jew likwidu). Oqsma oħra f'applikazzjonij għajr daww imsemjima ħawn fuq huma expliċitament eskliżi. Għalhekk, dan il-prodott ma jipprovdi protezzjoni minn, fost affarijiet oħra: gassijiet, fwar, perikli mekkaniki, kimiċi, mikroorganizmi, kasha, riskji termali (shana u/jew nar), xokk elettriku, radjazzjoni. Jekk jogħġbok innota l-pittogrammi, in-notamenti u l-livelli korrispondenti ta' prestazzjoni.

Hażna/uzus/serservizi: Żomm f'post frisk u xott. Żomm il bogħod mid-dawl tax-xemx dirett, raġġu UV jew għejjun tal-ożonu. Taħzin f'kundizzjoni mkkemxa jew taht xi tagħbiha pżiata. Jekk hu possibbli, aħżen jew gorr il-prodott fil-pakkett originali. Influwenzi bħal daww, umdiità, bidliet fit-temperatura u naturali fil-materjal fuq perjodu ta' żmien itwal jistgħu jwasslu għal bidliet fil-proprietajiet tal-prodott. Informazzjoni eżatta fuq iż-żmien ta' hażna u ħajja fis-servizz tal-PPE mhix possibbli, peress li z-żewġ parametri jiddependu fuq it-tip resspettiv ta' hażna, temperatura, umdiità, grad ta' xedd u intensità ta' uzu, fost affarijiet oħra. Iċcekkgja dan il-prodott għal ħsara jew bidliet fil-materjal (eż. kisi fragli, imxaqqaq/ materjali, toqob, bidliet fil-kulur eċċ) wara hażna fit-tu u qabel u wara kull uzu. Qabel kull uzu, iċcekkgja dan il-prodott għal adattabilità għall-attività maħsuba u għad-għaq korrett. Prodotti mħux adattati u difettużi għandhom jintremew u ma jintużawx aktar. Id-għad tal-prodott jista' darba u għandu jintrema regolament. Data ta' skadenza: Ara l-ippakkjar.

IL-prestazzjonijet kollha kienu stabbiliti taht kundizzjonijiet tal-laboratorju. Għalhekk huwa rakkomandat biex jiġi vverifikat jekk il-PPE huw adattat għal-uzu maħsub, peress li l-kundizzjonijiet ta' fuq il-lant tax-xemx jistgħu jvarjaw minn daww tal-eżaminazzjoni tal-tip skont il-parametri diversi (eż. temperatura, brix, intensità ta' uzu). Jekk il-PPE diġà nuża, jista' jkun li joffri prestazzjoni aktar baxxa minhabba il-grad ta' xedd. Il-manifattur ma jaċċetta l-ebda responsabbiltà dovuta għal uzu mħux xieraq tal-prodott.

Tindif/manutenzjoni: Dan il-prodott hu maħsub għal uzu ta' darba u għandu jintrema regolament. Data ta' skadenza: Ara l-ippakkjar.

Rimi: Armi mal-iskart domestiku. Dan il-prodott jista' jiġi mniġġeż b'sustanzi li jagħmlu ħsara lill-ambjent jew sustanzi dannuż wara kuntatt maħsub jew mħux maħsub ma' kimiċi. F'dan il-każ, ir-rimi għandu jsir b'konformità mar-regolamenti legali lokali.

Noti speċjali: PPE jista' jikkawza reazzjonijiet allergiċi. Attenzjoni speċjali hi rakkomandata f'każ ta' sensittività eċċessiva magħruba.

EN 149:2001 + A1:2009	Tagħmir ta' protezzjoni respiratorja
Nofs maskri li jfiltraw li jipproteġu minn partikli (aerosoli solidi u likwidu) għajr għal skopjiet ta' ħrib. Klassi: FFP3 NR D	
Struzzjonijiet dwar kif tilbes il-prodott: Ifforma minn qabel il-klipp tal-imnieher sabieix tikkorispondi b'mod approssimattiv għall-għamla ta' mniehrek. Imbagħad żomm il-maskra fuq ħaleku u mniehrek u qiegħed iċ-ċineġ li jagħtu madwar rasek. Iċ-ċineġ li taqfel ta' tagħmha tghaddi madwar l-għonq. Iċ-ċineġ li taqfel	
Ändrettsvern	Risikokategori III
Identifikationsnummer	EN 149
Notifikationsnummer	Instytut Technologii Tekstylnych CERTEX Sp. z o.o. ul. Gornicza 30/36 91-765 Lodz Poland
ID-nummer	2534
Typesansvar på grundlag af kvalitetsikring knyttet til produktionsprocessen (modul C2) under tilsyn af det meldte organet	Instytut Technologii Tekstylnych CERTEX Sp. z o.o. ul. Gornicza 30/36 91-765 Lodz Poland
ID-nummer	2534

Veiledninger og informasjon fra produsenten
Informasjonsbrosjyre for personlig beskyttelsesutstyr iht. forordning (EU) 2016/425, vedlegg II avsnitt 1.4. Les informasjonsbrosjyren nøye før du bruker PBU. Du er forpliktet til å legge ved denne informasjonsbrosjyren når PBU gis videre, eller gi den til mottakeren av PBU. For dette formålet kan informasjonsbrosjyren mangfoldiggjøres ubegrenset.

Ändrettsvern	Risikokategori III
Sertifisering	EN 149
Teknisk kontrollorgan	Instytut Technologii Tekstylnych CERTEX Sp. z o.o. ul. Gornicza 30/36 91-765 Lodz Poland
ID-nummer	2534
Typesansvar på grunnlag av kvalitetsikring knyttet til produktjonsprosessen (modul C2) under tilsyn av det meldte organet	Instytut Technologii Tekstylnych CERTEX Sp. z o.o. ul. Gornicza 30/36 91-765 Lodz Poland
ID-nummer	2534

CE-merkingen bekrefter at produktet oppfyller grunnleggende krav til helsevern og sikkerhet i forordningen (EU) 2016/425. EU-samsvarserklæringen kan leses på doc.nitrass-safety.com.

Ved dette produktet handler det om personlig beskyttelsesutstyr i risikokategori III. Det beskytter deg mot farer som kan ha svært alvorlige følger, som f.eks. død eller helseskader som ikke kan leges. Dette produktet gir beskyttelse mot: Partikler (faste og flytende aerosoler). Andre bruksområder enn de som er nevnt over, er forbudt. Dette produktet gir derfor ingen beskyttelse mot bl.a.: Gasser, Damp, Mekaniske farer, Kjemikalier, Mikroorganismer, Kulde, Termiske farer (varme og/eller brann), Elektrisk støt, Stråling. Se piktogrammer, henvisninger og tilhørende ytelsestrinn.

Lagring/bruk/kontroll: Må lagres kjølig og tørt. Må holdes unna direkte sollys, UV-stråling eller oskondiler. Må ikke lagres med bøy eller med vektbelastning. Lagre eller transporter produktet helst i originalemballasjen. Påvirkninger som lys, fuktighet, temperatur samt naturlige forandringer i materialet over et lengre tidsrom, kan forårsake endring i produktegenskapene. Nøyaktige opplysninger om lagringstid og levetid for PBU er ikke mulig, da begge parametere bl.a. er avhengige av lagringsmåte, temperatur, fuktighet, slitasje og bruksintensiteten. Produktet må derfor kontrolleres etter langvarig lagring samt før og etter bruk med tanke på skader eller forandringer i materialet (f.eks. sprø, sprukne belegg/materialer, hull, fargeforandringer osv.). Kontroller dette produktet før hver bruk for å se om det er egnet for den planlagte aktiviteten og om det er av riktig størrelse. Uegnede eller feil produkter skal kasseres og absolutt ikke brukes. Størrelsen på produktet kan f.eks. avvike fra opplysningene på grunn av ekspansjon.

Alle ytelser ble registrert under kontroll med laboratoriebetingelser. Det anbefales derfor å kontrollere om PBU er egnet for den planlagte bruken, da betingelsene på arbeidsplassen kan avvike fra betingelsene for modellkontrollen avhengig av forskjellige parametere (f.eks. temperatur, avrivning, bruksintensitet). Hvis beskyttelsesutstyret allerede har vært brukt, kan beskyttelsen være mindre på grunn av slitasjegraden. Produsenten overtar ikke ansvar ved ufagmessig bruk av produktet. Rengjering/vedlikehold: Dette produktet er et engangsprodukt og må kasseres regelmessig. Ikke bruk på nytt. Kassing: Kast dette produktet i husholdningsavfallet. Etter planlagt eller ikke planlagt kontakt med kjemikalier, kan produktet være forurenset av miljøfarlige eller farlige stoffer. I slike tilfeller skal kasseringen skje i samsvar med lokale lover og regler. Spesielle henvisninger: Sensitive personer kan oppleve allergiske reaksjoner på PBU. Vær spesielt forsiktig ved kjent overfølsomhet.

EN 149:2001 + A1:2009	Ändrettsvern
Filterrende halvmasker for beskyttelse mot partikler (faste og flytende aerosoler), unntatt for fluktførmål. Klasse: FFP3 NR D	
Instruksjoner for bruk av artikkelen: Form neseklypen på forhånd slik at den passer omtrent til formen på nesa di. Hold deretter masken over munnen og nesen og legg festebåndene rundt hodet. Det nederste festebåndet skal ligge rundt nakken. Det øverste festebåndet skal ligge over ørene og rundt bakhodet. Tålpas på neseklypen til nesen din og forsikre deg om at masken ligger tett mot ansiktet. Du kan kontrollere at masken sitter tett og fast ved å legge begge hender rundt masken og puste dypt inn og ut. Hvis det kommer luft ut ved nesebøyene, må den trykkes mer fast. Dersom andre steder er utette, må plasseringen av masken tilpasses. Skift ut masken omgående hvis det blir vanskelige å puste eller masken er skadet eller deformert, og optimal tetting dermed ikke lenger er garantert. Hvis disse instruksjonene ikke følges, kan effekten av masken reduseres og ha alvorlige følger.	
FFP1: Ikke mot CMR-stoffer og radioaktive stoffer samt luftbårne biologiske arbeidstoffer som er klassifisert i risikogruppe 2 og 3 og enzymer. Beskytter opp til firedobbel VdGV (flerdobling av grenseverdien).	
FFP2: Mot CMR-stoffer og radioaktive stoffer samt luftbårne biologiske arbeidstoffer som er klassifisert i risikogruppe 3 og enzymer kun iht. risikovurdering. Beskytter opp til tiddobbel VdGV (flerdobling av grenseverdien).	
FFP3: Ingen bemerkninger eller innskrenkninger. Beskytter opp til tretti ganger VdGV (flerdobling av grenseverdien).	
NR: Gjengir ikke mulig.	
D: Dolomittstov-lagringskontroll bestått.	

Varselhenvisninger: Dette produktet skal ikke brukes i mer enn ett skift. Før bruk må det kontrolleres at de partikkelfilterende halvmaskene sitter som de skal. Det er ikke sannsynlig at kravene til lekkasje oppfylles hvis det er ansktshår under tettelinjen i ansiktet.

Beskyttelsesfunksjonen til filterende halvmasker avhenger også av omgivelsesatmosfæren. Skal den brukes i omgivelser med tilstrekkelig ventilasjon. Må ikke brukes når atmosfæren inneholder mindre enn 17 % surstoff. Filterende halvmasker skal ikke brukes hvis konsentrasjonen av skadelige stoffer utgjør en umiddelbar fare for liv og helse. Må ikke brukes i eksplosive atmosfærer. Forlat omgivelsene omgående hvis det blir vanskelig å puste, hvis du er svimmel eller føler deg utmatet. Det må ikke gjøres endringer

ta' fuq għandha tghaddi minn fuq il-widneġ għan-naħa ta' wara tar-ras. Issa aġġusta l-klipp ta' mniehrek u kun żgur li l-maskra toqghod issikkata. Pereżemppju, tista' tiċċekkgja li qegħda sew u ssikkata billi tgħeww il-maskra b'ideġ it-tnejn, tieħu nifs fil-fond u toħroġ in-nifs b'qawwa. Jekk l-arja toħroġ mill-pruwa tal-għewwieher, trid tiġi magħfusa b'aktar saħħa. Jekk partizijiet oħra eġd innoxi, it-tqegħid tal-maskra ikun irid jiġi aġġustat. Ibdel il-maskra minnufih jekk it-teħid tan-nifs isir aktar diffiċli, jew jekk il-maskra għandha l-ħsara jew sfġurat u għalhekk sigħli ottimali m'għadux aktar garantit. Fin-nuqqas li jiġu segwiti dawn l-istruzzjonijiet l-effettività tal-maskra tista' tonqos b'konsewenzji li jistgħu jkunu serji.

FFP1: Mħux kontra sustanzi CMR, sustanzi radjuattivi u aġenti bijoloġiċi fl-arja kklassifikati fi gruppi ta' riskju 2 u 3 u enżimi. Protezzjoni sa 4 darbiet VdGV (multiplu tal-valur limitat).

FFP2: Mħux kontra sustanzi CMR u sustanzi radjuattivi kif ukoll aġenti bijoloġiċi fl-arja kklassifikati fi gruppi ta' riskju 3 u enżimi wara stima tar-riskju biss. Protezzjoni sa għaxar darbiet VdGV (multiplu tal-valur limitat).

FP3: Edda kummenti jew restrizzjonijiet Protezzjoni sa tletin darba VdGV (multiplu tal-valur limitat).

NR: M'għandux jergja' jintuża.

D: Test ta' mblukkar tad-Dolomiti mghoddi

Twissijiet: Dan il-prodott m'għandux jiġi użat għal aktar minn xief wiethed. It-tqegħid tan-nofs maskri li jfiltraw l-partiċelli għandu jiġi ċċekkgat qabel l-uzu. Mħux probabbli li rekwiżiti ta' tniuxjat jiġu sodisfatti jekk xagħar tal-wiċċ ikun jinsab taħt il-linja tas-sigill.

Il-funzjoni protettiva tan-nofs maskri li jfiltraw tiddependi wkoll mill-atmosfera ambjentali. Uża biss f'ambjenti ventilati adegwatament. Tużax jekk l-atmosfera fiha inqas minn 17% ossiġenu. Nofs maskri li jfiltraw m'għandhomx jintużaw jekk il-koncentrazzjoni ta' sustanzi li jinnggżu tkun ta' theddida diretta għas-saħħa jew il-ħajja. Tużax f'atmosfera splussivi. Halli l-ambjent minnufih jekk li t-trehid tan-nifs isir diffiċli, jew jekk thossok stordut jew għajjin hafna. M'għandhomx isru bidliet jew modifiki lill-maskra.

		
Manifattur	Data ta' skadenza: Ara l-ippakkjar	Simbolu tar-riċiklaġġ (għall-FR biss)
		
Aqra l-istruzzjonijiet u t-tagħrif tal-manifattur	Immarkar CE	EAC TP TC 019:2011 Immarkar EAC
UK		 Immarkar UkrSepro

Керівництва й інформація виробника

Інформаційний буклет про засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) згідно з Директивою (ЄС) 2016/425, Додатком II розділом 1.4. Уважно прочитайте цей інформаційний буклет перед застосуванням ЗІЗ. У разі передачі ЗІЗ ви зобов'язані передати цей інформаційний буклет отримувачу ЗІЗ. Для цієї мети цей інформаційний буклет можна розмножувати в будь-якій кількості примірників.

Апарати респіраторного захисту	Kategoria ryzyku III
Сертифікація	EN 149
Уповноважений орган	Instytut Technologii Tekstylnych CERTEX Sp. z o.o ul. Gornicza 30/36 91-765 Lodz Poland
Ідентифікаційний номер:	2534
Відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу (модуль C2) під наглядом нотифікованого органу	Instytut Technologii Tekstylnych CERTEX Sp. z o.o ul. Gornicza 30/36 91-765 Lodz Poland
Ідентифікаційний номер	2534